

Test Kit Fosfato PO₄³⁻ (0,00 a 1,00 - 0,0 a 5,0 - 0 a 50 mg / L) 100 test



El HI38061 es un test kit que utiliza el método del ácido ascórbico para medir el fosfato.

- 100 test
- Recambio de reactivos disponibles
- Checker Disc para una determinación más precisa

El HI38061 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

Referencia: -

Rango	0.00 a 1.00 mg / L (ppm) PO ₄ ³⁻ ; 0.0 a 5.0 mg / L (ppm) PO ₄ ³⁻ ; 0 a 50 mg / L (ppm) PO ₄ ³⁻
Resolución	0.02 mg / L (rango de 0.00 a 1.00 mg / L); 0,1 mg / l (rango de 0,0 a 5,0 mg / l); 1 mg / L (rango de 0 a 50 mg / L)
Método	ácido ascórbico
Número de test	100
Tipo CTK	Disco del inspector
Información sobre pedidos	El test kit HI38061 viene con 100 paquetes de reactivo de fosfato, 500 ml de agua desionizada, checker disc, viales de vidrio con tapas (2), pipeta de plástico de 3 ml y pipeta de plástico larga.