

Test Kit Hipoclorito Cl₂ (50 a 150 g/ L) 100 test



Sencillo test kit que mide el hipoclorito mediante titulación yodométrica. El HI3843 se suministra completo con todos los reactivos y material necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

- 100 test
- Disponibilidad de recambio

Referencia: HI3843

Distancia	50 a 150 g / L como cloro (Cl ₂)
Resolución	5 g/L (0.5%) como cloro (Cl ₂)
Método	yodometrico
Número de test	100
Tipo CTK	Valoración
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI3843 viene con 30 ml de solución de yoduro de potasio, 100 paquetes de reactivo de lejía B, 60 ml de reactivo de lejía C (2), 125 ml de matraz Erlenmeyer de vidrio y 1 ml de pipetas de plástico (25).