

## Test Kit Nitratos NO<sub>3</sub>-N (0 a 50 mg/ L) 100 test



Este producto es exclusivamente para uso profesional, contiene sustancias peligrosas, consulte las fichas de seguridad antes de su manipulación.

Sencillo test kit para realizar medidas de nitrato (NO<sub>3</sub>--N). Se suministra completo con todos los reactivos y material necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

- Rápido, seguro y sencillo
- Indica valores orientativos inmediatos por reacción del elemento nutriente con un reactivo químico que genera color
- Disponibilidad de recambio de reactivos

Referencia: -

<b>Rango</b>	0 a 50 mg / L (ppm) NO <sub>3</sub> -N
<b>Resolución</b>	10 mg / l (ppm)
<b>Método</b>	reducción de cadmio
<b>Número de test</b>	100
<b>Tipo CTK</b>	Colorimetrico
<b>Información sobre pedidos</b>	El kit de prueba HI3874 viene con 100 paquetes de reactivo de nitrato, cubeta de vidrio y cubo de comparación de colores.