

Test Kit Nitratos NO₃-N (0 a 50 mg/L) 100 test



Este producto es exclusivamente para uso profesional, contiene sustancias peligrosas, consulte las fichas de seguridad antes de su manipulación.

Sencillo test kit para realizar medidas de nitrato (NO₃--N). Se suministra completo con todos los reactivos y material necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

- Rápido, seguro y sencillo
- Indica valores orientativos inmediatos por reacción del elemento nutriente con un reactivo químico que genera color
- Disponibilidad de recambio de reactivos

Referencia: -

Rango	0 a 50 mg / L (ppm) NO ₃ -N
Resolución	10 mg / l (ppm)
Método	reducción de cadmio
Número de test	100
Tipo CTK	Colorimetrico
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI3874 viene con 100 paquetes de reactivo de nitrato, cubeta de vidrio y cubo de comparación de colores.