

Test Kit Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/ L) 110 test



Sencillo test kit para medir oxígeno disuelto a través del método Winkler. El HI3810 se suministra con todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar aproximadamente 110 test.

- 110 test
- Dispone de recambio

Referencia: -

Rango	0.0 a 10.0 mg / L O ₂
Resolución	0.1 m / l
Método	Winkler modificado
Número de test	100
Tipo CTK	Valoración
Información sobre pedidos	El kit de pruebas HI3810 se suministra con 30 mL de solución de sulfato manganeso, 30 mL de reactivo alcali-azida, 60 mL de solución de ácido sulfúrico (2), 10 mL de indicador de almidón, 120 mL de solución valorante, frasco de vidrio con tapón, vaso calibrado de 10 mL y jeringa calibrada con punta.