

## Test Kit Peróxido de Hidrógeno (0,00 a 2,00 - 0,0 a 10,0 mg/ L) 100 test





Sencillo test kit de medida de peróxido de hidrógeno para realizar 100 test.

- Diseñado para medida en agua en ganadería
- Alta resolución
- Disponible recambios para 100 test

El test kit HI3844 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

## Referencia: -

Distancia	0.00 a 2.00 mg / L H?O?; 0.0 a 10.0 mg / L H?O?
Resolución	0.25 mg / L (rango de 0.00 a 2.00 mg / L); 1.0 mg / L (rango de
	0.0 a 10.0 mg / L)
Método	yodometrico
Número de test	100
Tipo CTK	Valoración
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI3844 viene con 100 ml de reactivo de peróxido
	de hidrógeno A, 17 g de reactivo de peróxido de hidrógeno B, 30
	ml de reactivo de peróxido de hidrógeno C, 25 ml de reactivo de
	peróxido de hidrógeno D, tubo de ensayo de plástico graduado
	con tapa, recipiente de plástico calibrado de 50 ml, pipeta de
	plástico de 3 ml , 1 ml de pipeta de plástico y cuchara de plástico.