

## Test Kit Salinidad (0,0 a 40,0 g/ kg) 110 test



El HI3835 es un sencillo test kit que mide la salinidad mediante método de valoración de nitrato de mercurio.

- 110 tests
- Todos los reactivos marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad
- Valoración manual realizada con indicador de difenilcarbazona

El HI3835 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 110 pruebas.

Referencia: -

Rango	0 a 40 g / kg
Resolución	4 g / kg por cada 0,1 ml de titulante
Método	nitrato mercúrico
Número de test	110
Tipo CTK	Valoración
Información sobre pedidos	El HI3835 viene con 15 mL de indicador difenilcarbazona, 30 mL de solución de ácido nítrico, 120 mL de solución de titulación, vial de plástico y jeringa de 1 mL calibrada con punta.