

## Test Kit Sílice (0 a 40: 0 a 800 mg/ L) 100 test



El HI38067 es un test kit que utiliza el método de heteropolio azul para medir la sílice.

- 100 test
- Recambio de reactivos disponibles
- Checker Disc para una determinación más precisa

El HI38067 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

Referencia: -

Rango	0 a 40 mg / L (ppm) SiO <sub>2</sub> ?; 0 a 800 mg / L (ppm) SiO <sub>2</sub> ?
Resolución	1 mg / L (rango de 0 a 40 mg / L); 40 mg / L (rango de 0 a 800 mg / L)
Método	heteropolio azul
Número de test	100
Tipo CTK	Checker disc
Información sobre pedidos	El test kir HI38067 viene con 25 ml de reactivo de sílice A, 100 paquetes de reactivo de sílice B, 100 paquetes de reactivo de sílice C, frasco desmineralizador con tapa de filtro para 12 l, checker disc, viales de vidrio con tapa (2), pipeta de plástico de 3 ml mL de jeringa con punta.