

Tester ORP (+-999 mv)





Medidor de ORP con electrodo fijo.

- Diseñado para piscinas
- Electrodo de ORP con unión de fibra renovable

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

Referencia: -

Rango ORP ± 999 mV

1 mV Resolución ORP

Exactitud de ORP $\pm 5 \, \text{mV}$

Tipo de batería / Vida

1.5V (4) / útil

aproximadamente 700 horas de uso continuo

0 a 50 $^{\circ}$ C (32 a 122 $^{\circ}$ Ambiente

F); RH max 95%

175 x 41 x 23 mm Dimensiones

Peso 95 g

Información sobre

pedidos

HI98201 (ORP) se suministra con tapa

protectora, baterías e

instrucciones