

Tester ORP (+-999 mv)



Medidor de ORP con electrodo fijo.

- Diseñado para piscinas
- Electrodo de ORP con unión de fibra renovable

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

Referencia: -

Rango ORP	± 999 mV
Resolución ORP	1 mV
Exactitud de ORP	± 5 mV
Tipo de batería / Vida útil	1.5V (4) / aproximadamente 700 horas de uso continuo
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95%
Dimensiones	175 x 41 x 23 mm
Peso	95 g
Información sobre pedidos	HI98201 (ORP) se suministra con tapa protectora, baterías e instrucciones