

Tester pH/ Temperatura impermeable para agricultura



El medidor de bolsillo Tester HI98118 de pH y temperatura cuenta con un electrodo de pH con unión de fibra renovable. El Tester pH/Temperatura IMPERMEABLE para agricultura, HI98118, se suministra con tapa protectora, HI50036 paquetes de calibración Quick Cal (20 ml), bolsa de limpieza de uso general (20 ml), pila CR2032, manual de instrucciones y certificado de calidad.

- Impermeable
- Modo de calibración rápida (Quick Cal) para calibrar pH y CE con una solución
- Sencillo de usar: únicamente 2 botones

Referencia: -

rango de pH

0.00 a 14.00 pH

Resolución de pH	0.01 pH
Precisión de pH (@ 25°C / 77°F)	± 0.1 pH
Rango de temperatura	0.0 a 50.0 ° C / 32.0 a 122.0 ° F

Resolución de temperatura	0.1 ° C / 0.1 ° F
Precisión de la temperatura (@ 25°C / 77°F)	± 0.5 ° C / ± 1 ° F

calibracion de pH	Automático, en uno o dos puntos utilizando buffers estándar (pH 4.01, 7.01,10.01); Calibración de un punto usando solución de calibración rápida
-------------------	--

Compensación de temperatura	Automático de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F)
-----------------------------	---

Tipo de batería / Vida útil	1.5V CR2032 (1) / aproximadamente 1000 horas de uso continuo
-----------------------------	--

Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 100%
----------	--

Dimensiones	160 x 40 x 17 mm
-------------	------------------

Peso	65 g
------	------

Información sobre pedidos	HI98118 GroLine se suministra con tapa protectora, (3) sobres de calibración Quick Cal de HI50036 (20 ml), (1) sobre de
---------------------------	---

solución de limpieza de
propósito general HI700601 (20
ml), (1) batería CR2032,
manual de instrucciones y
certificado de calidad.