

Transmisor pH con salida aislada 4-20 mA



Referencia: -

pH

rango de pH 0.00 a 14.00 pH; 4-20 mA

Resolución de pH (para modelos "L")
0.01 pH; 0.01 mA

Precisión de pH (@ 25°C / 77°F) ± 0.02 pH; ± 0.02 mA

calibración de pH offset: ± 2 pH; ± 2.2 mA; pendiente: 86 a 116%; ± 0.5 mA

Compensación de temperatura de pH fijo o automático de 0 a 100 ° C (32 a 212 ° F) con sonda HI76608

impedancia de entrada de 1012 ohm
pH

Medidor de control de proceso

Salida de grabadora 4-20 mA (aislado)

Carga max 500 ohm

Monitor LCD solo para

Fuente de alimentación	HI8614LN HI8614N: 18-30 VDC; HI8614LN: 20-36 VDC
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95% sin condensación
Clasificación del IP	IP65
Dimensiones	165 x 110 x 71 mm
Peso	1 kg
Información sobre pedidos	HI8614N y HI8614LN (con pantalla) se suministran con instrucciones.