

## Calibración trazable a NIST (pH/Conductividad/Oxígeno Disuelto)





Certificado de calibración con trazabilidad NIST de pHmetros, conductímetros y oxígeno disuelto, en uno o dos puntos dependiendo del parámetro y equipo a calibrar.

Parámetros a calibrar: pH, conductividad o oxígeno disuelto.

En caso de necesitar certificar parámetro(s) adicional(es), incluir 1ud. de la referencia ISOCERTAD por parámetro adicional.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un plazo de entrega aproximado de 10 días.

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -