

Calibración trazable a NIST/ENAC para multiparamétricos portátiles (pH/Conductividad/Oxígeno Disuelto/Temp)



Certificado de calibración respecto a patrones con trazabilidad NIST de los parámetros pH, conductividad y oxígeno disuelto de equipos HI982X.

- Calibración de pH en 2 puntos
- Calibración de conductividad en 2 puntos
- Calibración de oxígeno disuelto en 2 puntos 0 y 100 %

Certificado de calibración respecto a termómetro con trazabilidad ENAC del parámetro temperatura de equipos HI982X. El equipo se calibrará en 3 puntos fijos 0°C, 25°C y 50°C.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10-15 días**.

Referencia: -