

Calibración ENAC para termómetros



Calibración ENAC UNE EN ISO 17025 de termómetro con sonda en un rango de -20°C a 550°C .

- Seleccione dos o tres puntos del siguiente escalado: -20 ; -18 ; -10 ; 0 ; 5 ; 10 ; 25 ; 50 ; 65 ; 75 ; 95 ; 100 ; 125 ; 150 ; 200 ; 250 ; 300 ; 400 ; 500 ; 550°C

Existe la posibilidad de realizar la calibración en un punto especial ENACESP, indicada por el usuario en el pedido. O de una sonda adicional ENACSD.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días**.

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -