

Calibración ENAC para termohigrómetros



Calibración ENAC para 1 termohigrómetro con 1 sonda en 3 puntos.

Estudio y calibración en:

Tres puntos de temperatura: 15-23-30°C
(realizada a 50% HR)

Tres puntos de humedad relativa: 25-50-80% HR
(realizada a 23%)

Existe la posibilidad de realizar la calibración en un punto especial ENACHUMESP, indicada por el usuario en el pedido. O de una sonda adicional ENACHUMSAD.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -