

## Calibración trazable a ENAC para termohigrómetros a temperatura y humedad ambiente





Calibración de termohigrómetro en temperatura y humedad ambiente por comparativa con termohigrómetro certificado ENAC UNE-EN ISO 17025 por laboratorio acreditado. Los puntos de temperatura y humedad serán fijados por el laboratorio ENAC.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un plazo de entrega aproximado de 10 días.

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -