

Calibración trazable a ENAC para termómetros, 3 puntos fijos (-18°C, 0°C y 75°C)



Calibración en 3 puntos de termómetros con sonda de resistencia o termopar, por comparación en medios isoterms respecto a Termómetro certificado ENAC UNE-EN ISO 17025 por laboratorio acreditado.

Puntos de calibración: -18,0°C, 0,0°C y 75°C

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -