

Calibración trazable a NIST para refractómetros en 2 puntos





Certificado de calibración en dos puntos, para refractómetros digitales HANNA, con Patrones Índice de Refracción con Certificado NIST

- nD=1.3500 +/- 0.0002 A 25°C (12,5°BRIX a 20°C)
- nD=1.4180 +/- 0.0002 A 25°C (50,0°BRIX a 20°C)
- ºBaumé: 6.95ºBaumé a 20ºC y 12.04
 ºBaumé a 20ºC

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un plazo de entrega aproximado de 10 días.

Para formalizar el pedido, es necesario incluir en las observaciones nombre y dirección de empresa para la que se va a emitir el certificado.

Referencia: -