

Calibración trazable a NIST para refractómetros en 2 puntos



Certificado de calibración en dos puntos, para refractómetros digitales HANNA, con Patrones Índice de Refracción con Certificado NIST.

- $n_D=1.3500 \pm 0.0002$ A 25°C (12,5 °BRIX a 20°C)
- $n_D=1.4180 \pm 0.0002$ A 25°C (50,0 °BRIX a 20°C)
- ° Baumé: 6.95 °Baumé a 20°C y 12.04 °Baumé a 20°C

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -