

## Calibración trazable a NIST para fotómetros serie HI833XX



Certificado de Calibración trazable a NIST para fotómetros multiparamétricos serie HI833XX emitido por el laboratorio de HANNA instruments.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

**Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:**

Solicitud de Certificación

Referencia: -