

Termómetro tipo T con sonda FC767C1



Termómetro portátil con sonda de penetración intercambiable de acero inoxidable FC767C1 (incluida). Consigue gran rapidez de respuesta y precisión suficiente para el control de la cadena de frío, alimentos refrigerados y congelados o con alto contenido de humedad. Perfecto también para producción de dulces, café o alimentos que alcanzan altas temperaturas.

- Fácil de usar: un solo botón
- Rango: -50,0 a 300 °C
- Sonda de termopar tipo T ultrarrápida FC767C1 con cable de 1 metro
- Carcasa impermeable IP65
- Función de verificación automática de temperatura CAL-CHECK

El termómetro HI9350041 se suministra con la sonda de temperatura FC767C1, pilas AAA (3), guía rápida de uso y manual de instrucciones.

Referencia: -

Especificaciones técnicas

Rango*

Resolución

Precisión del medidor

Precisión de la sonda (FC676C1)

Sonda de temperatura (incluida)

Tiempo respuesta 90% valor final

50.0 a 199.9°C
200 a 300°C
0.1°C (50.0 a 199.9°C)
1°C (200 a 300°C)
±0.4°C (50.0 a 300°C)
±0.6°C (-50 a 100.0°C)
± 1.6°C (100.0 to 300°C)
Sonda ultrarrápida tipo-T FC767C1 con cable de 1m y mango en color blanco
4 segundos

Especificaciones generales

Apagado automático

Tipo / Vida de la batería

Entorno

Temperatura de almacenamiento / transporte

Certificación IP

Dimensiones

Peso

Información para pedidos

Configurable por el usuario: 8 min, 60 min o desactivado
AAA 1,5V (3) / aproximadamente 3500 horas de uso continuo
-20 a 50°C ; HR max 100%
-40 a 70°C
IP65
140 x 57 x 28 mm
178 g
El termómetro HI9350041 se suministra con la sonda de temperatura FC767C1, pilas AAA (3), guía rápida de uso y manual de instrucciones.

*** El rango de medición puede estar limitado por el tipo de sonda.**