

## Fotómetro portátil Cloro Libre, Total y pH ( 0,00 a 5,00 mg/L 6,5 a 8,5 pH)



Fotómetro portátil 3 en 1 de cloro libre y cloro total, nueva serie HI97, HI97710. Fotómetro con sistema CALCHEK calibrable por el usuario, con nuevo diseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida.

- Impermeable, nueva protección del sistema óptico
- Sistema Calcheck
- Menú con sistema de ayuda con descripciones paso a paso en pantalla.
- Cumplimiento normativa: ISO 17381:2012

**HI97710** se suministra con reactivo, cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones. Los patrones CAL Check™ se venden por separado.

**HI97710M** se suministra con reactivo, cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad, manual de instrucciones y maletín de transporte. Los patrones CAL Check™ se venden por separado.

**HI97710C** se suministra con reactivo, patrones CAL Check, cubetas (2), tapas de cubeta (2), pilas AA 1.5V (3), paño limpieza cubetas, tijeras, certificado de calidad, manual de instrucciones y maletín de transporte.

Referencia: -

Especificaciones generales Serie 97				
Sistema de medida	Fuente de luz	diodo emisor de luz (LED)		
	Longitud de onda	525 nm		
	Ancho de banda	8nm		
	Precisión de longitud de onda	±1.0nm		

	Detector de luz	fotocélula de silicio
	Tipo de cubeta	diámetro exterior de 24.6 mm (interior 22 mm)
<b>Especificaciones adicionales</b>	Auto registro	50 lecturas
	Pantalla	128 x 64 pixel B/N LCD con retroiluminación
	Auto-apagado	tras 15 minutos de inactividad
	Tipo de batería / Vida	alcalina 1.5 V AA (3) / > 800 medidas (sin retroiluminación)
	Condiciones ambientales	0 a 50°C ; 0 a 100% de HR
	Dimensiones	142.5 x 102.5 x 50.5 mm
	Peso	380 g
	Dimensiones	142.5 x 102.5 x 50.5 mm
	Peso	380 g
<b>Información para pedidos</b>	Serie 97 se suministra con reactivo (según modelo), cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones.	
	Los patrones CAL Check™ se venden por separado.	
	Serie 97C se suministra con reactivo (según modelo), patrones CAL Check, cubetas (2), tapas de cubeta (2), pilas AA 1.5V (3), paño limpieza cubetas, tijeras, certificado de calidad, manual de instrucciones y maletín de transporte.	