

Fotómetro portátil Cloro Libre y Total (0,00 a 5,00 mg/L)



Fotómetro portátil calibrable de cloro libre y cloro total, nueva serie HI97, HI97771. Fotómetro con sistema CALCHEK calibrable por el usuario, con nuevo diseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida.

- Impermeable, nueva protección del sistema óptico
- Sistema Calcheck
- Menú con sistema de ayuda con descripciones paso a paso en pantalla.
- Cumple con el RD 3/2023 sobre aguas de consumo.

HI97711 se suministra con reactivo, cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones.

HI97711C se suministra en maletín de transporte con reactivo, cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), patrones CAL Check, paño limpieza cubetas, tijeras, certificado de calidad y manual de instrucciones.

HI97711M se suministra en maletín de transporte con reactivo, cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones.

Referencia: -

Medida	Rango	0.00 a 5.00 mg/L (como Cl ₂)			
	Resolución	0.01 mg/L			
	Precisión@ 25°C	±0.03 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C			
	Método	adaptación de método EPA DPD 330.5			
Sistema de medida	Fuente de luz	diodo emisor de luz			

		(LED)	
	Longitud de onda	525 nm	
	Ancho de banda	8nm	
	Precisión de longitud de onda	±1.0nm	
	Detector de luz	fotocélula de silicio	
	Tipo de cubeta	diámetro exterior de 24.6 mm (interior 22 mm)	
Especificaciones Adicionales	Auto registro	50 lecturas	
	Pantalla	128 x 64 pixel B/N LCD con retroiluminación	
	Auto-apagado	tras 15 minutos de inactividad	
	Tipo de batería / Vida	alcalina 1.5 V AA (3) / > 800 medidas (sin retroiluminación)	
	Condiciones ambientales	0 a 50°C ; 0 a 100% de HR	
	Dimensiones	142.5 x 102.5 x 50.5 mm	
	Peso	380 g	
	Dimensiones	142.5 x 102.5 x 50.5 mm	
	Peso	380 g	
Información para pedidos	<p>HI97711 se suministra con reactivo para 25 test de Cloro Libre y 25 de Cloro Total, cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones.</p> <p>HI97711C se suministra con reactivo para 25 test de Cloro Libre y 25 de Cloro Total, cubetas (2), tapas de cubeta (2), pilas AA 1.5V (3), patrones CAL Check, paño limpieza cubetas, tijeras, certificado de calidad, manual de instrucciones y maletín de transporte. (Sin maletín)</p> <p>HI97711M se suministra en maletín de transporte con reactivo para 25 test de Cloro Libre y 25 de</p>		

Cloro Total, cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad, manual de instrucciones.
--