

Fotómetro portátil Cloro libre (0,00 a 5,00 mg/L)











El HI97701 es un fotómetro portátil calibrable de cloro libre con sistema CALCHEK calibrable por el usuario, con undiseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida.

- Impermeable, alta protección del sistema óptico
- Sistema Calcheck
- Menú con sistema de ayuda con descripciones paso a paso en pantalla.

HI97701 se suministra con reactivo, cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones. Los patrones CAL Check ™ se venden por separado.

HI97701C se suministra con reactivo, patrones CAL Check, cubetas (2), tapas de cubeta (2), pilas AA 1.5V (3), paño limpieza cubetas, tijeras, certificado de calidad, manual de instrucciones y maletín de transporte.

Referencia: -

				_
Medida	Rango	0.00 a 5.00 mg/L		
		(como CI,)		
	Resolución	0.01 mg/L		
	Precisión@ 25ºC	±0.03 mg/L ±3% de		
		la lectura a 25 ºC		
	Método	adaptación de		
		método EPA DP D		
		330.5		
Sistema de medida	Fuente de luz	diodo emisor de luz		
		(LED)		
	Longitud de onda	525 nm		
	Ancho de banda	8nm		
	Precisión de longitud	±1.0nm		
	de onda			
	Detector de luz	fotocélula de silicio		



	<u> </u>	1117	
	Tipo de cubeta	diámetro exterior de	
		24.6 mm (interior22	
		mm)	
Especificaciones	Auto registro	50 lecturas	
Adicionales			
	Pantalla	128 x 64 pixel B/N	
		LCD con	
		retroiluminación	
	Auto-apagado	tras 15 minutos de	
		inactividad	
	Tipo de batería / Vida		
	1.40	> 800 medidas (sin	
		retroiluminación)	
	Condiciones	0 a 50°C; 0 a 100%	
	ambientales	de HR	
	Dimensiones	142.5 x 102.5 x 50.5	
	Samensiones	mm	
	Peso	380 g	
	Dimensiones	142.5 x 102.5 x 50.5	
	Difficusiones	mm	
	Doco		
Info was a si 6 m m a ma	Peso Serie 97 se	380 g	
Información para pedidos			
pedidos	suministra con		
	reactivo (según		
	modelo), cubetas (2),		
	tapas de cubeta (2),		
	1.5V		
	pilas AA (3),		
	certificado de calidad		
	y manual de		
	instrucciones.		
	Los patrones CAL		
	Check ™ se venden		
	por separado.		
	Serie 97C se		
	suministra con		
	reactivo (según		
	modelo), patrones		
	CAL Check, cubetas		
	(2), tapas		
	de cubeta (2), pilas		
	AA 1.5V (3), paño		
	limpieza cubetas,		
	tijeras, certificado de		
	calidad, manual		
	de instrucciones y		
	maletín de		
	transporte.		
L	riansporte.		l