

Sonda temperatura termopar tipo K ultra rápida





Sonda de temperatura termopar Tipo K , ultra rápida, de acero inoxidable AISI 316, con 1 metro de cable.

> • Tlempo de respuesta: 3segundos • temperatura máxima : 300ºC

• Dimensiones de la sonda: 100mm x 3

• Compatible con el termómetro HI935001

Referencia: -

Temperatura

máxima

Tiempo de

3 segundos (90% del

respuesta valor final)

Longitud de la

sonda

Cuerpo material

95 mm

300 ° C

acero inoxidable

Diámetro 1.6 mm Cable 1 m

Conexión Conector; Tipo K

Aplicaciones Alimentos, productos

semisólidos.