

Electrodo ORP platino, cuerpo plástico, electrolito gel, unión de tela microporosa, conector BNC, 2m



Electrodo de ORP /REDOX de platino y cuerpo de plástico.

- Electrolito gel
- Unión de tela microporosa
- Conector BNC
- 2m de cable

*No aconsejable para aplicación en electrólisis salina

Referencia: -

Rango ORP: +/- 2000mV

Tipo de unión / velocidad de flujo fibra

Tipo de electrolito gel

Cuerpo material PEI

Punta / Forma pin de platino

Max. Presión 3.0 bar

Rango de Temperatura 0 a 80 ° C - GP

Longitud total 122mm

Sensor de temperatura no

Diámetro externo 12 mm

Cable coaxial; 2 m

tipo de conector BNC multi-pin

Amplificador no