

Termómetro Termistor impermeable con sonda de 1 m de longitud



Diseñado para cerveceros artesanales y aficionados, el termómetro HI935012 proporciona resultados precisos durante todo el proceso de elaboración. Diseñado para resistir golpes, caídas y derrames, el nuevo cuerpo IP65 ofrece el mejor rendimiento, mientras que la sonda extra larga llega a almacenamientos más profundos.

- Conforme EN 13485
- Impermeable IP65
- Sonda de 1 metro
- Opción de funda de antirotura
- Sistema de verificación Cal check en un punto - 0,0 -

El termómetro HI935012, se suministra con sonda extra larga (1 metro) FC762N2 y bolsa de transporte.

Referencia: -

Rango	-20.0 a 120.0 ° C
Resolución	0.1 ° C
Precisión	± 0.1 ° C (-20.0 a 120.0 °C)
Apagado automático	Seleccionable por el usuario: después de 8 min, 60 min o desactivado
Tipo de batería / Vida útil	1.5V AAA (3 uds.) Aprox. 4500 horas de uso continuo.
Condiciones ambientales	-20 a 50 °C
Clasificación del IP	IP65
Dimensiones	140 x 57 x 28 mm
Peso	175 g
Información sobre pedidos	Se suministra completo con sonda de temperatura de acero inoxidable de 1 m (FC762N2), baterías/pilas: 3 piezas, AAA, guía rápida de uso y manual de instrucciones.