

Verificación para fotómetros/turbidímetros Cal Check



Servicio de verificación para fotómetros/turbidímetros Cal Check para 1 parámetro.

En caso de que en equipos multiparamétricos necesite verificar parámetro(s) adicional(es), incluir 1ud. de la referencia VERHI96AD por parámetro adicional.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

El certificado se envía por correo electrónico en formato pdf.

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -