

Tester de pH para la piel y cuero cabelludo



Producto descatálogo. Sustituido por HI9810372 HALO2

El medidor de pH HI981037 está diseñado para medir de manera rápida y sencilla el pH de superficies como el cuero cabelludo o la piel.

- ± 0.2 precisión del pH
- Sonda específica con punta plana idea para medida en superficies

Se suministra completo con: solución de pH 4.01 (2 sobres), solución de pH 7.01 (2 sobres), solución de limpieza de electrodos (2 sobres), solución de almacenamiento de electrodos (13 ml), pila de litio de 3 V, manual de instrucciones y certificado de calidad.

Referencia: -

Rango de pH	0 a 14.0 pH
Resolución de pH	0.1 pH
Precisión de pH (@ 25°C / 77°F)	± 0.2 pH
calibración de pH	Automático, en uno o dos puntos.
Compensación de temperatura de pH	ninguna
Apagado automático	8 minutos, 60 minutos, o puede ser desactivado
Tipo de batería / Vida útil	CR2032 Li-ion / Aproximadamente 1000 horas de uso continuo
Ambiente	0 a 50 ° C ; HR 95% max.

Dimensiones

51 x 151 x 21 mm

Peso

46 g

Información sobre pedidos

HI981037 se suministra con bolsita de solución tampón de pH 4.01 (2), bolsita de solución tampón de pH 7.01 (2), bolsita de solución de limpieza y desinfección para residuos de la piel, bolsita de solución de limpieza de electrodos para grasa de piel y sebo, solución de almacenamiento de electrodos (13 ml), CR2032 Batería de iones de litio de 3 V, certificado de calidad y manual de instrucciones.