

## CHECKTEMP 1 Termómetro de bolsillo con sonda de pe



Termómetro de bolsillo con sonda fija de penetración de acero inoxidable con un metro de cable, con función de Verificación automática de la calibración de Temperatura CALCHECK

- Función CALCHECK
- Amplia pantalla para lectura de datos
- 1 m de cable
- Rango: -50,0 a 150 °C
- Cumple con la normativa ISO 17381:2012

Referencia: -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
RANGO (°C)	-50.0 a 150.0°C
RESOLUCIÓN (°C)	0.1°C
PRECISIÓN (°C)	±0.2 °C (-30.0 a 120.0 °C); ±0.3 °C
SONDA	Fija, de acero inoxidable, con 1m de cable. Dimensiones sonda: 97.3 x dia 3.5 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	3 x 1.5V AAA
BATERÍA	3 años de uso aprox.
AUTO-APAGADO	Tras 8 minutos de inactividad
ENTORNO	-20 a 50°C; HR max 95%
MEDIDAS	107 x 59 x 16.5 mm
PESO	130 g
USO RECOMENDADO	Educación, alimentación, almacenamiento, transporte manipulación, cocción, laboratorio