

## Tubo de dosificación para Karl Fischer



El HI900580S es un tubo dispensador de repuesto con ajuste para la bureta del sistema de valoración Karl Fischer HI903 y HI933. Los tubos están fabricados con PTFE duradero químicamente resistente y, cuentan con un mango exterior de poliuretano que bloquea la luz. El HI900580S se suministra con el tubo de valorante de PTFE, el tubo de protección azul y el bloqueo del tubo.

- Químicamente resistente
- Reemplazo rápido
- Fácil de montar

Referencia: -