

Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango ultra alto Suministro : Con reactivo



Fotómetro portátil calibrable de cloro libre y total en rango ultra alto (0,00 a 5,00; 0 a 500 mg/L), nueva serie HI97, HI97771. Fotómetro con sistema CALCHEK calibrable por el usuario, con nuevo diseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida.

- Impermeable, nueva protección del sistema óptico
- Sistema Calcheck
- Menú con sistema de ayuda con descripciones paso a paso en pantalla.

HI97771 Se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 25 test de Cloro Total rango ultra alto y 25 test de Cloro Libre, pilas e instrucciones..

HI97771C Se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 25 test de Cloro Total rango ultra alto y 25 test de Cloro Libre, kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza cubetas, tijeras, pilas, instrucciones y maletín de transporte.

Referencia: HI97771