

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de alcalinidad para serie HI97



Los patrones de calibración CAL Check TM de alcalinidad HI97775-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar fotómetros que miden este parámetro. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -