

Automuestreador con bandeja para 16 o 18 muestras



El automuestreador HI922 permite la gestión automatizada de 16 o 18 muestras, con 1, 2, 3 o ninguna bombas peristálticas para adición de agua o reactivos auxiliares. La secuencia analítica puede ser programada para realizar las adiciones y tiempos de espera adaptados a cada metodología de análisis. El equipo cuenta con agitador magnético integrado aunque también puede utilizarse con agitador de hélice en muestras sólidas. El panel de control externo permite manejar manualmente las bombas y motores para realizar operaciones de calibración y preparación de la muestra de forma cómoda.

- Capacidad para automatizar 16 o 18 muestras
- Hasta tres bombas peristálticas de dosificación (o ninguna)
- Agitador magnético o de hélice
- Interfaz USB para lector de código de barras
- Panel de control externo para manejo manual de motores y bombas

Referencia: -