

Termómetro de bolsillo con sonda plegable



HI151 Checktemp 4 es un termómetro compacto de alta precisión a bajo coste. Diseñado en formato plegable resulta cómodo y resistente de transportar y limpiar.

- Alta precisión +/-0.2 °C
- Forma ergonómica y sonda plegable
- Impermeable IP67, lavable
- Función Cal Check integrada, verificación automática a 0.0 °C

Disponible en seis colores que siguen la codificación internacional de colores para evitar contaminaciones cruzadas y cumplir con los requerimiento del APPCC.

Se suministran con baterías, certificado de calidad y manual de instrucciones.

Referencia: -

Rango	-50.0 a 300 °C
Resolución	0.1 °C (-50.0 a 199.9 °C); 1 °C (200 a 300 °C)
Exactitud (@25°C)	<p>± 0.4 °C (-50.0 a -30.0 °C)</p> <p>± 0.2 °C (-30.0 a 170.0 °C)</p> <p>± 0.4 °C (170.0 a 199.9 °C)</p> <p>± 1 °C ± 1 dígito (200 a 300 °C)</p>

Calibración	calibrado de fábrica
Apagado automático	configuraciones de ahorro de energía
Tipo de batería/Vida	CR2032 3V x 2 uds. / aprox. 4000 horas de uso
Ambiente	-30.0 a 50.0 °C
Protección	IP67
Dimensiones	165 x 45 x 24 mm
Peso	85 g
Información para pedidos	<p>todos los Checktemp 4 HI151 se suministran con pilas, certificado de calidad y manual de instrucciones</p> <p>HI151 (blanco/lácteos) HI151-1 (rojo/carne cruda) HI151-2 (azul/pescado crudo) HI151-3 (amarillo/carne cocinada) HI151-4 (verde/frutas y ensaladas) HI151-5 (marrón/vegetales)</p>