

Verificación para fotómetros serie HI97



Servicios de verificación de fotómetros de la serie 97 de HANNA instruments, con emisión de un certificado en pdf. Este servicio está indicado para la verificación de un único parámetro, en el laboratorio de HANNA instruments.

En caso de que en equipos multiparamétricos necesite verificar parámetro(s) adicional(es), incluir 1ud. de la referencia VERHI97AD por parámetro adicional.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen **un plazo de entrega aproximado de 10 días.**

El certificado se envía por correo electrónico en formato pdf.

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -