

Solución almacenamiento electrodos (25 bolsas de 2)



Solución de almacenamiento de electrodos en sobres monodosis (25 unidades), de un solo uso. Formulados especialmente para almacenar electrodos de pH y ORP GroLine y mantener la membrana de vidrio bien hidratada, lo que mantiene el funcionamiento adecuado y proporciona lecturas exactas.

- 25 sobres de 20 ml
- Perfecto para usar con testers GroLine y medidores portátiles.
- Fecha de vencimiento claramente marcada y número de lote para la trazabilidad

Referencia: -