

Reactivo predosificado en viales de 16mm para Nitritos





Los HI96783-25 (rango bajo) y HI96784-25 (rango medio) son reactivos pre-dosificados para la determinación colorimétrica de nitritos. Están preparados para realizar 25 pruebas que se pueden utilizar con los fotómetros compatibles de Hanna. Se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete para su trazabilidad.

 25 reactivos prefabricados para facilitar su uso

• Rango bajo: 0 a 600 ug/L

• Rango medio: 0.00 a 6.00 mg/L

Referencia: -