

Reactivo predosificado en viales de 16mm para Detergentes aniónicos, 25 test



Este producto es exclusivamente para uso profesional, contiene sustancias peligrosas, consulte las fichas de seguridad antes de su manipulación.

Los viales pre-dosificados HI96782-25 son reactivos para la determinación colorimétrica de tensioactivos aniónicos. Cada kit dispone de reactivos para 25 pruebas que se utilizan con los fotómetros compatibles de HANNA. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso
- Uso del método ISO 7875/1 y método de Tensioactivos Aniónicos 5540C
- Marcados con la fecha de caducidad y el número de lote

Referencia: -