

Maletín Cloro Libre y pH (HI701 + HI98107)



Conjunto en maletín de medidor de bolsillo de Cloro Libre Checker HI701 y Medidor de bolsillo de pH HI98107

- Especialmente diseñado para medida de agua en piscinas
- Principales parámetros de piscinas en un sólo maletín
- Económico
- Cumple con la norma ISO 17381

Se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo líquido para 100 test de Cloro Libre, soluciones de calibración de pH4 y 7 . manual de instrucciones, pilas ,maletín de transporte y garantía.

Referencia: -

		HI98107	HI98108
pH	Rango	0,0-14,0 pH	0,00-14,00 pH
	Resolución	0.1	0.01
	Precisión 25°C	±0,1	±0,10
	Calibración	Automático en uno o dos puntos (pH 4.01, 7.01, 10.01)	
Temperatura	Rango	0,0-50,0°C	
	Resolución	0,1°C	
	Precisión(25°C	±0,5°C	
Especificaciones adicionales	Compensación T ^a	Automática, de 0°C a 50°C	

Bateria	CR2032 3V Li-ion aprox. 800Horas de uso continuo
Auto apagado	7 min,60 minutos o puede ser desactivado
Peso	75g

		HI98107
pH	Rango	0,0-14,0 pH
	Resolución	0.1
	Precisión 25°C	±0,1
	Calibración	Automático en uno o dos puntos (pH 4.01, 7.01, 10.01)
Temperatura	Rango	0,0-50,0°C
	Resolución	0,1°C
	Precisión(25°C	±0,5°C
Especificaciones adicionales	Compensación T ^a	Automática, de 0°C a 50°C
	Bateria	CR2032 3V Li-ion aprox. 800Horas de uso continuo
	Auto apagado	7 min,60 minutos o puede ser desactivado
	Peso	75g