

Maletín ELECTROLISIS SALINA con Cloro Libre, TDS (sal), Tª y pH HI7014 + HI983024 + HI981074



El maletín incluye el Checker Pool Line (0 A 2,50 ppm) cloro libre HI7014, El Medidor de TDS (Sal) HI983024 y tester de pH.

- Especialmente diseñado para medida de agua en piscinas (electrólisis salina)
- Todo en 1
- Incluye: el Checker Pool Line cloro libre HI7014 + Tester pH/Tª Pool Line pH HI981074 + Tester Pool Line de SAL/Tª HI983024
- Cumple con la norma ISO 17381

Se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo líquido para 100 test de Cloro Libre, soluciones de limpieza, de calibración TDS 6,44 g/L, pH 4 y 7, manual de instrucciones, pilas, maletín de transporte y garantía.

Referencia: -