

## Kit de patrones calibración \"CAL CHECK\" trazable a



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Dióxido de Cloro se usan como método de validación y calibración del HI97779-11. Se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $0 \pm 2.00$  mg/L (ppm de Dióxido de Cloro) a 25°C

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Dióxido de Cloro - HI97779-11
Valor patrón estándar	$0 \pm 2.00$ mg/L (ppm de Dióxido de Cloro) a 25°C