

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dióxido de cloro para serie HI97



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Dióxido de Cloro se usan como método de validación y calibración del HI97779-11. Se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 0 ± 2.00 mg/L (ppm de Dióxido de Cloro) a 25°C

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Dióxido de Cloro - HI97779-11
Valor patrón estándar	0 ± 2.00 mg/L (ppm de Dióxido de Cloro) a 25°C