

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro rango alto para serie HI97





Los patrones de calibración CAL
Check TM trazable a NIST de cloro HI97734-11
proporcionan una solución simple para calibrar y
validar los fotómetros portátiles de aluminio
HI97734. Este conjunto de estándares de alta
calidad se entrega con un certificado de análisis
que proporciona el número de lote, los valores
de referencia y la fecha de caducidad para la
trazabilidad al verificar el rendimiento o al
calibrar el fotómetro.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 4.00 ± 0.20 mg /L cloro a 25 °C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -