

Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector de rosca



Electrodo de pH especialmente diseñado para muestras difíciles.

- Cuerpo de vidrio y punta con forma abovedada
- Electrodo rellenable con electrolito KCl 3.5M
- Unión CPS (Sistema Prevención de Obstrucción)
- Conector rosca S7

Se suministra en una caja junto con una capucha protectora del electrodo y certificado de calidad.

Referencia: -

Cuerpo material	vidrio
Referencia	doble, Ag / AgCl
unión / caudal	abierto, tecnología CPS
Electrolito	KCl 3.5M
Rango	pH: 0 a 12
Presión máxima	0.1 bar
Forma de la punta	cúpula (dia: 8 mm)
Diámetro	12 mm
Longitud del cuerpo / Longitud total	120 mm / 175.5 mm
Temperatura de funcionamiento recomendada	0 a 80 ° C - GP
Sensor de temperatura	no
Pin a juego	no
Amplificador	no
Digital	no

Cable

coaxial; 1 m

Conexión

Rosca S7

Aplicaciones

zumos, mosto, vino