

Sonda temperatura termopar tipo T con 1 metro de vaina



La sonda FC767TR2 para el termómetro HI935007 es una sonda termopar ideal para medir muestras de altas temperaturas. Están hechas de acero inoxidable, que permite una fácil limpieza.

- Rango de temperaturas de -40 a 250°C
- Conector tipo T
- Mango de la sonda de PVDF
- Longitud 1m de sonda y 2m de cable

Referencia: -

Código	FC767TR2
Exactitud	±1.5 °C hasta 375°C y ±0.004 x T por encima de 375°C
Rango de temperatura	-40 a 250°C
Tiempo de respuesta	14 s
Dimensiones	1000 mm largo x 10 mm diámetro
Material	Acero inoxidable
Tipo de cable	Poliuretano (PUR)
Longitud del cable	2 m
Tipo de conector	Tipo T