


Kit de patrones calibración \"CAL CHECK\" trazable a



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Color de agua se usan como método de validación y calibración del HI97727-11. Tienen un rango de trabajo de 0 a 500 PCU (Unidades de Platino-Cobalto) y se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad. .

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 250 ± 5 PCU a 25°C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Color de agua - HI97727-11
Rango	0 a 500 PCU (Unidades de Platino-Cobalto)
Valor patrón estándar	250 ± 5 PCU a 25°C