

Fotómetro multiparamétrico portátil Dureza Total y pH / 0,00 a 4,70 mg/L y 6,5 a 8,5 pH



El fotómetro portátil avanzado de dureza total y pH HI97736 combina precisión y facilidad de uso en un diseño ergonómico. Este medidor ofrece un sistema óptico superior que utiliza un detector de referencia y filtros de interferencia de banda estrecha para mediciones extremadamente rápidas y repetibles.

- Modo tutorial para instrucciones paso a paso
- Sistema CAL Check™ para verificar y/o calibrar el rendimiento del medidor
- Impermeabilidad de la carcasa y nuevo sistema óptico
- Muestra los resultados en diferentes formas químicas

El HI97736 se suministra con cubetas (2), tapas (2), tapones de plástico para cubetas (2), baterías AA de 1.5V (3), manual de instrucciones y certificado de calidad del instrumento.

El HI97736C se suministra en un robusto maletín con estándares CAL-Check, cubetas (2), tapas (2), tapones de plástico para cubetas (2), tijeras, paño de limpieza de cubetas, baterías AA de 1,5 V (3), manual de instrucciones y certificado de calidad del instrumento.

Referencia: -

Especificaciones técnicas		
Dureza Total (P1)	Rango	0.00 a 4.70 mg/L (ppm)
	Resolución	0.01 mg/L
	Precisión a 25°C	±0.11mg/L ±5% de lectura
Ph (P2)	Rango	6.5 a 8.5 Ph
	Resolución	0.1 pH
	Precisión a 25°C	±0.1pH

Especificaciones adicionales	Fuente de luz	lámpara de tungsteno
	Detector de luz	fotocélula de silicio con filtro de interferencia de banda estrecha a 525nm
	Tipo de Batería	batería de 9V
	Apagado automático	después de diez minutos de no uso en el modo de medición; después de una hora de no uso en el modo de calibración; con último recordatorio de lectura
	Entorno	de 0 a 50°C; HR max 95% sin condensación
	Dimensiones	192x 104x 69 mm
	Peso	320g
Información para pedidos	HI96736	<p>el HI97736 se suministra con cubetas (2), tapas (2), tapones de plástico para cubetas (2), baterías AA de 1.5V (3), manual de instrucciones y certificado de calidad del instrumento.</p> <p>el HI97736C se suministra en un robusto maletín con estándares CAL-Check, cubetas (2), tapas (2), tapones de plástico para cubetas (2), tijeras, paño de limpieza de cubetas, baterías AA de 1,5 V (3), manual de instrucciones y certificado de calidad del instrumento.</p>
Reactivos y Standares	HI96710-11	kit de patrones "CAL CHECK" para pH
	HI93710-01	reactivo para 100 test pH
	HI93710-03	reactivo para 300 test pH
	HI96719-11	kit de patrones "CAL CHECK" para dureza total
	HI96719-01	reactivo para 100 test dureza total
	HI96719-03	reactivo para 300 test dureza total