

Fotómetro multiparamétrico portátil Dureza Total y pH / 0,00 a 4,70 mg/L y 6,5 a 8,5 pH Suministro : con cubetas



El fotómetro portátil avanzado de dureza total y pH HI97736 combina precisión y facilidad de uso en un diseño ergonómico. Este medidor ofrece un sistema óptico superior que utiliza un detector de referencia y filtros de interferencia de banda estrecha para mediciones extremadamente rápidas y repetibles.

- Modo tutorial para instrucciones paso a paso
- Sistema CAL Check™ para verificar y/o calibrar el rendimiento del medidor
- Impermeabilidad de la carcasa y nuevo sistema óptico
- Muestra los resultados en diferentes formas químicas

El HI97736 se suministra con cubetas (2), tapas (2), tapones de plástico para cubetas (2), baterías AA de 1.5V (3), manual de instrucciones y certificado de calidad del instrumento.

El HI97736C se suministra en un robusto maletín con estándares CAL-Check, cubetas (2), tapas (2), tapones de plástico para cubetas (2), tijeras, paño de limpieza de cubetas, baterías AA de 1,5 V (3), manual de instrucciones y certificado de calidad del instrumento.

Referencia: HI97736

Especificaciones técnicas		
Dureza Total (P1)	Rango	0.00 a 4.70 mg/L (ppm)
	Resolución	0.01 mg/L
	Precisión a 25°C	±0.11mg/L ±5% de lectura
Ph (P2)	Rango	6.5 a 8.5 Ph
	Resolución	0.1 pH
	Precisión a 25°C	±0.1pH

Especificaciones adicionales	Fuente de luz	lámpara de tungsteno
	Detector de luz	fotocélula de silicio con filtro de interferencia de banda estrecha a 525nm
	Tipo de Batería	batería de 9V
	Apagado automático	después de diez minutos de no uso en el modo de medición; después de una hora de no uso en el modo de calibración; con último recordatorio de lectura
	Entorno	de 0 a 50°C; HR max 95% sin condensación
	Dimensiones	192x 104x 69 mm
	Peso	320g
Información para pedidos	HI96736	el HI97736 se suministra con cubetas (2), tapas (2), tapones de plástico para cubetas (2), baterías AA de 1.5V (3), manual de instrucciones y certificado de calidad del instrumento. el HI97736C se suministra en un robusto maletín con estándares CAL-Check, cubetas (2), tapas (2), tapones de plástico para cubetas (2), tijeras, paño de limpieza de cubetas, baterías AA de 1,5 V (3), manual de instrucciones y certificado de calidad del instrumento.
	HI96710-11	kit de patrones "CAL CHECK" para pH
Reactivos y Standares	HI93710-01	reactivo para 100 test pH
	HI93710-03	reactivo para 300 test pH
	HI96719-11	kit de patrones "CAL CHECK" para dureza total
	HI96719-01	reactivo para 100 test dureza total
	HI96719-03	reactivo para 300 test dureza total